


## Om ThevoVital

Ved brug af ThevoVital madrassen til den demente opnås en forbedret søvnkvalitet. Bedre søvnkvalitet giver mere overskud i dagtimerne og en større grad af samarbejde i de daglige aktiviteter.

- ✓ Hjælp til bedre søvn for den demente
- ✓ Mere villighed til at deltage i daglige aktiviteter
- ✓ Mindre aggressivitet
- ✓ Frigører personaleressourcer
- ✓ NYHED i Danmark
- ✓ Uden bivirkninger
- ✓ Minimal vedligeholdelse



## ThevoVital er ...

MIS® Mikro-Stimulation, en terapiform baseret på en konstant (mikro) påvirkning - i form af vingernes beroligende fjedring. Mikrostimulationen fremmer brugerens kropsbevidsthed, idet brugeren får feedback på sine bevægelser.



### Før

Allerede efter at have ligget stille i 10 minutter bliver kropsopfattelsen reduceret og ændret. Orienteringen for den demente går tabt. Søvnløse og urolige nætter er resultatet. Den demente bliver bange, og i løbet af dagen fører søvnmanglen til apati og aggressivitet.



### Efter


ThevoVital er baseret på en række små "vinger", som kan bevæge sig sammen med den sovende demente. Herved får den demente feedback på sine bevægelser og dermed en forbedret søvn. Demensmadrassen overfører den mindste bevægelse, selv overfladisk vejtrækning, til modbevægelser i mikro-størrelse. På grund af denne MIS® Mikro-Stimulation får den demente bedre orientering, og føler sig mere tryk. Således giver madrassen et bedre grundlag for at sove godt for den demente, hvilket giver øget trivsel om dagen.



- ✓ En verdensnyhed - den første madras som giver demente bedre søvn
- ✓ 7 ud af 10 demente lider af alvorlige søvnproblemer, forårsaget af manglende eller utilstrækkelig orientering eller kropsbevidsthed
- ✓ Den nye madras forstærker kropsoplevelsen via mikrostimulation og giver den demente mere orientering og sikkerhed, resultatet er forbedret søvn
- ✓ Pårørende eller plejepersonalet bliver aflastet og ressourcer frigøres

# ThevoVital

Ved bestilling af ThevoVital oplyses sengestørrelse og vægt.



Bredde og længde



Kropsvægt



## FACTS om ThevoVital

	Str.1	Str. 2	Str. 3	Str. 4
Bredde:	80 cm.	80 cm.	90 cm.	90 cm.
Længde:	200 cm.	200 cm.	200 cm.	200 cm.
Max belastning:	80 kg.	140 kg.	80 kg.	140 kg.
HMI nummer:	53974	53975	53976	53977
Specialmål kan fremstilles.				

De bedste forudsætninger for at sove godt  
- for de demente...