

meywalk® 4

Har du lyst til at prøve **meywalk® 4**, skal du blot oplyse om 3 ting:



Kropsringen til **meywalk® 4** fås i fire størrelser: 70 cm, 90 cm, 105 cm og 120 cm i omkreds.

FACTS om **meywalk® 4**

	Medium	Large
Længde:	93 cm	96 cm
Bredde:	62 cm	66 cm
Indvendig bredde:	48 cm	53 cm
Sædehøjde*:	57-81 cm	77-100 cm
Kropsringshøjde*:	95-127 cm	115-147 cm
Max belastning:	130 kg	130 kg
Metallic stelfarve:	rød/sølv	sort/sølv
Vægt:	32 kg	34 kg
Hjulstørrelse for:	200 x 30 mm	200 x 30 mm
Hjulstrørrelse bag:	275 x 40 mm	275 x 40 mm
HMI-nummer:	55555	55556
Bestillingsnummer:	011200	011250

*målene for sædehøjde og kropsringshøjde er målt ved halv belastning af fjedre.

stort udvalg i tilbehør...

meywalk® 4 leveres som standard med håndbøjle, kropsring i den ønskede størrelse, rumpestop, dobbelt parkeringsbremse, returløbsspærre, slæbebremse og fjedre, som er tilpasset brugerens kropsvægt. Fjedrene fås i fire varianter:

Hvide passer til en kropsvægt på min. 20 kg, gule til en kropsvægt på min. 45 kg, blå til min. 65 kg og røde til en kropsvægt på min. 80 kg.



Der fås en række tilbehør til **meywalk® 4**, som i endnu højere grad vil kunne tilpasse den til den enkelte brugers behov:

- Svindhjulslås
- Antitipstøtter
- Hofte-/sidedstøtter
- Mavestøtte
- Benskillemåle
- Benglidestyr
- Bord



øget livskvalitet

meywalk® 4 er et ganghjælpemiddel til personer med handicaps af forskellige typer. Brugere er ofte kørestolsbrugere, som har brug for en grad af hjælp og støtte til at rejse sig og gå.

meywalk® 4 betyder for brugeren en væsentlig øget livskvalitet i form af muligheden for aktivt at kunne deltage i hverdagsaktiviteter og at kunne vælge til og fra på eget initiativ.



præcis tilpasning

Gangvognens sæde og kropsring støtter brugeren og hjælper denne til at holde sig oprejst mod tyngden. Både sæde og kropsring kan indstilles trinløst i højden, således at gangvognen tilpasses præcist til brugeren og vokser sammen med hende eller ham.



værktøjsfri indstilling

meywalk® 4 fås i to størrelser og indstilles præcist til hver enkelt bruger ud fra dennes kropsbygning og behov. Alle indstillinger sker let og uden brug af værktøj, hvilket er en stor fordel for terapeuter og andet personale i en travl hverdag på en institution fra på eget initiativ.



naturligt gangmønster

meywalk® 4 adskiller sig fra lignende produkter på markedet ved at være udstyret med fjedre, som stimulerer brugerens muskler. Den fjedrende bevægelse, som er en central del af en naturlig gang, anspores af de indbyggede fjedre og herved udvikles gangmønsteret. Rent praktisk følger den øvre del af stellet brugerens bevægelser og derved gives optimal støtte i gangens forskellige faser.

Derudover adskiller **meywalk® 4** sig fra tidligere generationer af Meywalk-gangvogne ved det nye dynamiske sæde som tillader hofterotation ved gang. Herved understøttes i endnu større omfang end tidligere udviklingen af et naturligt gangmønster.

værktøjsfri indstilling

